





MARTIKAN s.r.o.
018 02 Dolná Mariková 789
Slovenská Republika



CE2265

TITÁNOVÉ DLAHY

DS a DV



mobil: +421 902 905 732
e-mail: martikan@martikan.eu, www.martikan.eu

TITÁNOVÉ DLAHY DS



























Hrúbka profilu: **0,5 mm**

Titánové skrutky: **SD 1,7-L**

Titánové skrutky korekčné: **SD 1,9-L**

0,5 mm



Titánová mriežka			
	Hrúbka	D	Označenie
	0,1 mm	1,8 mm	M 0,1 - 1,8
	0,15 mm	1,8 mm	M 0,15 - 1,8

Skrutka dlahová SD 1,7		
	L	Označenie
	3 mm	SD 1,7 - 3
	4 mm	SD 1,7 - 4
	5 mm	SD 1,7 - 5
	6 mm	SD 1,7 - 6
	8 mm	SD 1,7 - 8

Skrutka korekčná SD 1,9		
	L	Označenie
	3 mm	SD 1,9 - 3
	4 mm	SD 1,9 - 4
	5 mm	SD 1,9 - 5
	6 mm	SD 1,9 - 6
	8 mm	SD 1,9 - 8
























TITÁNOVÉ DLAHY DS




Hrúbka profilu: **1,0 mm**

Titánové skrutky: **SD 1,7-L**

Titánové skrutky korekčné: **SD 1,9-L**




Skrutka dlahová SD 1,7




L	Označenie
3 mm	SD 1,7 - 3
4 mm	SD 1,7 - 4
5 mm	SD 1,7 - 5
6 mm	SD 1,7 - 6
8 mm	SD 1,7 - 8

Skrutka korekčná SD 1,9



L	Označenie
3 mm	SD 1,9 - 3
4 mm	SD 1,9 - 4
5 mm	SD 1,9 - 5
6 mm	SD 1,9 - 6
8 mm	SD 1,9 - 8


Vrták DS (pre Skrutky dlahové SD 1,7)



L	Označenie
5 mm	D 111
8 mm	D 112

*Zavádzacie nástroje
pre Titánové dlahy DS*

Skrutkovač D 121



TITÁNOVÉ DLAHY DV




Hrúbka profilu: **0,5 mm**


Titánové skrutky: **SD 2,0-L**

Titánové skrutky korekčné: **SD 2,2-L**


0,5 mm




DV 01




DV 02




DV 03




DV 04




DV 05




DV 06




DV 10-P




DV 10-L




DV 11-P




DV 11-L




DV 12-P




DV 12-L




DV 13-P




DV 13-L




DV 21




DV 22




DV 30




DV 31




DV 32




DV 33



DV 34




DV 43



DV 51


Skrutka dlahová SD 2,0

L	Označenie
4 mm	SD 2,0 - 4
5 mm	SD 2,0 - 5
7 mm	SD 2,0 - 7
9 mm	SD 2,0 - 9
11 mm	SD 2,0 - 11
13 mm	SD 2,0 - 13
15 mm	SD 2,0 - 15
17 mm	SD 2,0 - 17
19 mm	SD 2,0 - 19



Skrutka korekčná SD 2,2

L	Označenie
4 mm	SD 2,2 - 4
5 mm	SD 2,2 - 5
7 mm	SD 2,2 - 7
9 mm	SD 2,2 - 9
11 mm	SD 2,2 - 11
13 mm	SD 2,2 - 13
15 mm	SD 2,2 - 15
17 mm	SD 2,2 - 17
19 mm	SD 2,2 - 19


























TITÁNOVÉ DLAHY DV



Hrúbka profilu: **1,0 mm**


Titánové skrutky: **SD 2,0-L**

Titánové skrutky korekčné: **SD 2,2-L**




Skrutka dlahová SD 2,0

L	Označenie
4 mm	SD 2,0 - 4
5 mm	SD 2,0 - 5
7 mm	SD 2,0 - 7
9 mm	SD 2,0 - 9
11 mm	SD 2,0 - 11
13 mm	SD 2,0 - 13
15 mm	SD 2,0 - 15
17 mm	SD 2,0 - 17
19 mm	SD 2,0 - 19



Skrutka korekčná SD 2,2

L	Označenie
4 mm	SD 2,2 - 4
5 mm	SD 2,2 - 5
7 mm	SD 2,2 - 7
9 mm	SD 2,2 - 9
11 mm	SD 2,2 - 11
13 mm	SD 2,2 - 13
15 mm	SD 2,2 - 15
17 mm	SD 2,2 - 17
19 mm	SD 2,2 - 19



TITÁNOVÉ DLAHY DV









Hrúbka profilu: **1,5 mm**

Titánové skrutky: **SD 2,0-L**

Titánové skrutky korekčné: **SD 2,2-L**

1,5 mm




Skrutka dlahová SD 2,0		
	L	Označenie
	4 mm	SD 2,0 - 4
	5 mm	SD 2,0 - 5
	7 mm	SD 2,0 - 7
	9 mm	SD 2,0 - 9
	11 mm	SD 2,0 - 11
	13 mm	SD 2,0 - 13
	15 mm	SD 2,0 - 15
	17 mm	SD 2,0 - 17
	19 mm	SD 2,0 - 19

Skrutka korekčná SD 2,2		
	L	Označenie
	4 mm	SD 2,2 - 4
	5 mm	SD 2,2 - 5
	7 mm	SD 2,2 - 7
	9 mm	SD 2,2 - 9
	11 mm	SD 2,2 - 11
	13 mm	SD 2,2 - 13
	15 mm	SD 2,2 - 15
	17 mm	SD 2,2 - 17
	19 mm	SD 2,2 - 19

Zavádzacie nástroje pre Titánové dlahy DV

Vrták DV (pre Skrutky dlahové SD 2,0)			
	L ₁	L ₂	Označenie
	10 mm	50 mm	D 211
	20 mm	50 mm	D 212
	10 mm	70 mm	D 213
	20 mm	70 mm	D 214







TITÁNOVÉ DLAHY DV



Hrúbka profilu: **2,0 mm**

Titánové skrutky: **SD 2,5-L**

2,0 mm



Skrutky dlahové SD 2,5


	L	Name
	7 mm	SD 2,5 - 7
	9 mm	SD 2,5 - 9
	11 mm	SD 2,5 - 11
	13 mm	SD 2,5 - 13
	15 mm	SD 2,5 - 15
	17 mm	SD 2,5 - 17
	19 mm	SD 2,5 - 19

Zavádzacie nástroje pre Titánové dlahy DV

Vrták DV (pre Skrutky dlahové SD 2,5)

	L ₁	L ₂	Označenie
	10 mm	50 mm	D 311
	20 mm	50 mm	D 312
	10 mm	70 mm	D 313
	20 mm	70 mm	D 314

Skrutkovač D 121





MARTIKAN s.r.o.

018 02 Dolná Mariková 789, SR

mobil: 0902 905 732

www.martikan.eu

IČO: 50323652

DIČ: 2120281438

IČ DPH: Sk2120281438



CE2265