

Karta implantátu

Karta implantátu je poskytovaná spolu s implantovaným dentálnym implantátom. Skladá sa z dvoch strán, pričom kartu implantátu vyplňa ošetrojúci lekár. Kartu je možné zložiť na rozmer bankomatovej karty.










Prvá strana je vyplnená ručne:

- Identifikátor pacienta
- Dátum operácie
- Meno doktora alebo poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti a adresa.

Druhá strana je vyplnená pomocou nálepiek, ktoré sú dodávané spolu s dentálnymi implantátmi.







Vysvetlivky jednotlivých znakov sú uvedené na karte implantátu.

Prvá strana

| Vysvetlivky/vysvětlivky | |
|---|---|
|  | (SK) Identifikátor pacienta (napr. meno) (CZ) Identifikátor pacienta (jnapř. <u>méno</u>) |
|  | (SK) Dátum operácie (CZ) Datum operace |
|  | (SK) Meno doktora alebo poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti a adresa (CZ) Jméno doktora nebo poskytovatele zdravotnické péče a adresa |
|  | (SK) Webová stránka informácií pre pacienta (CZ) Webová stránka informací pro pacienta |
|  | (SK) Označenie implantátu (CZ) Označení implantátu |
|  | (SK) Primárny identifikátor modelu a variantu pomôcky (GS1 GTIN) (CZ) Primární identifikátor modelu a variantu pomůcky (GS1 GTIN) |
|  | (SK) Unikátny identifikátor zdravotníckej pomôcky (GS1 Datamatrix) (CZ) Unikátní identifikátor zdravotnické pomůcky (GS1 Datamatrix) |
|  | (SK) Číslo šarže (CZ) Číslo šarže |
|  | (SK) Výrobca (CZ) Výrobce |

rev. 01, 23.11.2021

Karta implantátu


 _____
 _____
 _____
 _____
 www.martikan.eu/dokumenty/pre-pacienta

Druhá strana

| Dentálny/Dentální Implantát | Dentálny/Dentální Implantát | Dentálny/Dentální Implantát | Dentálny/Dentální Implantát |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Miesto pre nálepku | Miesto pre nálepku | Miesto pre nálepku | Miesto pre nálepku |

Príklad vyplnenej karty implantátu

Karta implantátu 

👤 Jozef Novák

📅 15. 10. 2021

👨 MUDr. Ján Doktor

018 02 Dolná Mariková 789

 www.martikan.eu/dokumenty/pre-pacienta

